



(株)栗っこライフサービスからのお知らせ

FUJIIRYŌKI

SUPER RELAX スーパーリラックス マッサージチェア

MTR-500(S)

身体に寄り添う、  
ワンランク上の  
癒しを

詳しくは製品サイトへ



新機能を搭載、より進化したマッサージ体験を。

NEW

### 腕部大型エアバッグ

手の平～腕部に大型のエアバッグ1枚を外側に配置し、腕全体を広く範囲に圧迫しマッサージ。



手の平～腕の  
体感がUP!!

### S字フィットフレーム


背中部分のフレームに、首・肩・背中・腰の曲線に沿うようなS字型のカーブフレームを採用。



首/肩/背中  
の体感がUP!!

### GRIP式メカ3.0

一人ひとりに合わせた、多彩なもみ心地を可能にするメカユニットを開発。4つのもみ玉の特徴を活かし、首すじからお尻まで幅広くマッサージ。



360度回転  
もみ玉

横回転

縦回転

FUJIIRYŌKI




# 一人ひとりに合わせた多彩なもみ心地を実現

全身を包み込み、やさしく刺激する  
エアーマッサージ

## 肩療マッサージ

二の腕から肩甲骨までをやさしく包む



## 骨盤マッサージ

骨盤まわりを心地よく締めつける



## 腕マッサージ **NEW**

ひじ下から手までを挟み込む



## ふくらはぎ & 足裏マッサージ

エアーバッグでもみほぐす



16個の  
エアーバッグ



カテゴリ別のボタン配置で見やすく使い勝手が良い

## ダイレクトリモコン

コリや疲れに合わせて選べる

自動コース

全身 肩  
腰 ストレッチ

部位別にお好みの強さで

強弱調節

肩 腰  
背 エアー

足先をじんわり温める

ヒーター

足裏ヒーター



Coin Timer

## コインタイマー後付け可能!!

コインの枚数と動作時間が自由に設定できます。

※イラストはイメージです。

## 仕様

スーパーリラックス  
マッサージチェア MTR-500(S)  
メーカー希望小売価格:330,000円(税抜)

[仕様]

- 本体寸法(約):  
〈脚部収納時〉幅690×奥行1,200×高さ1,060(mm)  
〈脚部最大使用、リクライニング時〉  
幅690×奥行1,850×高さ680(mm)
- リクライニング角度(約): 118~169度
- 質量(約): 47kg
- 電源: AC100V(50/60Hz)
- 消費電力: 106W(ヒーターのみ5W)
- 定格時間: 20分
- 医療機器認証番号: 229ABBZX00050000  
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)




ブラック(BK)

JANコード:4951704170345

## 寸法

寸法(mm)



使用目的または効果 あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のコリをほぐす

⚠安全に関するご注意 ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。●医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)■次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(傷)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●腱鞘炎の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人■お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって ◎この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。◎この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器  
フリーダイヤル

0120-027-612 受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分  
※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

Web [www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp) フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818

Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただきます際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!

フジ医療器モール [www.fuji-mall.com](http://www.fuji-mall.com)

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目22 大江ビル14階  
[www.fujiiryoki.co.jp](http://www.fujiiryoki.co.jp)

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、平成30年7月現在のものです。

●お求めは...



栗っこライフサービス  
経営企画課

栗原市志波姫沼崎堰畑140-2

☎ 0228-24-8815

組合員特別価格

226,800円(税込)

【買替のお客様】

不要のマッサージ機を  
無料にて引き取り致します